

Лабораторное оборудование

	Штативы для пробирок	Для хранения пробирок, находящихся в работе,
	Пробирки	Используются для проведения реакций между небольшими порциями веществ
	Держатель пробирок	Для закрепления пробирки
	Коническая колба	Используется для перемешивания жидкого содержимого, при хранении жидких веществ или растворов

	<p>Воронка</p>	<p>В сочетании с бумажным фильтром используются для отделения осадка от жидкости</p>
 	<p>Делительная воронка</p> <p>Мерный цилиндр</p>	<p>Используется для разделения несмешивающихся жидкостей</p> <p>Измерение объема жидкостей</p>
	<p>Пипетки</p>	<p>Набор маленького объема жидкости</p>
	<p>Ступка</p>	<p>Для измельчения твердых веществ</p>

	<p>Фарфоровая чашка</p>	<p>Используется при нагревания и выпаривания растворов</p>
	<p>Мерный стакан</p>	<p>Измерение объема жидкостей</p>
	<p>Ложечка для сыпучих продуктов</p>	<p>Для отбора небольших количеств сыпучих веществ</p>
	<p>Лабораторный штатив</p>	<p>Для закрепления лабораторной посуды</p>
	<p>Тигельные щипцы</p>	<p>Используется для перемещения тигля</p>

	Тигель	Прокаливание твердых веществ
	Холодильник прямой или обратный	Используются при перегонке жидкостей
	Бюретка	Для титрования жидкостей